

CLIP & CLOSE

erneut Testsieger



Hält länger frisch



100 % dicht

- Auch für Flüssigkeiten
- Absolut geruchssicher

100 % hygienisch

- Keine Zwischenräume – keine Keime
- Hält länger frisch – wissenschaftlich bestätigt

100 % unbedenklich

- Sogar für Babynahrung zertifiziert
- BPA-frei



Quelle: Guter Rat, 10|2013.
www.guter-rat.de

TESTERGEBNISSE Frischhalte Dosen für etwa 1 Liter Inhalt

Marke	Emsa	Tupperware	IKEA	Rotho	Lock & Lock	OKT	Toppits	Curver
Modell	Clip & Close	Wunderschüssel-satz ¹	Reda ²	Rondo	HPL817	All-4-Fresh	Click & Fresh	Aroma Fresh Premium
Bezahlter Preis	4,49 €	24,90 €	1,99 €	2,99 €	4,99 €	3,49 €	7,60 €	5,99 €
Inhalt (Herstellerangabe)	1l	1,15l	1l	1,25l	1l	1l	1l	1,1l
Gefriertruhegeeignet	bis -40°C	k. A.	ja [keine °C-Angabe]	bis -20°C	bis -20°C	bis -40°C	bis -20°C	bis -40°C
Geeignet für das Erwärmen von Speisen in Mikrowelle	bis 110°C	k. A.	bis 100°C	nein	bis 120°C	bis 110°C	bis 120°C	bis 100°C
Note Dichtigkeit (60%)	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	3,3	3,3	3,7
Frischhaltevermögen und Geruchsdichtigkeit	++	+	+	+	○	○	○	○
Dichtigkeit bei flüssigem Inhalt (senkrecht und über Kopf)	++	++	+	○	++	○	-	--
Note Haltbarkeit (20%)	2,4	2,1	1,9	2,0	1,9	2,9	2,7	2,6
Verschlussystem (nach 250-mal Öffnen und Schließen)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Spülmaschinenbeständigkeit (Kurztest 5-mal Spülen)	ok	ok	ok	ok	ok	Stärker undicht	Verschluss strammer	ok
Fremdgeruch nach Reinigung	-	○	+	+	+	+	++	-
Verfärbung	○	○	○	○	○	○	○	○
Sturzfestigkeit	○	+	++	○	+	○	--	○
Note Handhabung (20%)	2,5	3,1	3,0	2,4	2,0	2,7	2,8	2,5
Gebrauchshinweise	+	-	+	+	+	+	+	+
Deckel öffnen und schließen	○	○	○	+	+	○	-	○
Aus- und Umgießen:	+	+	+	+	+	○	+	+
Tragen von heißem Inhalt	--	--	--	--	--	--	-	--
Reinigung von Hand	+	○	+	○	+	+	○	○
Transparenz (Erkennen des Inhalts von außen)	++	○	-	+	++	++	+	○
Gesamtnote	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	3,1	3,1	3,2

Guter Rat TESTSIEGER

Guter Rat TOPPREIS LEISTUNG

1) 3-teiliges Set: Dosen mit 0,85, 1,15 und 1,75 Liter Inhalt

2) 5-teiliges Set: Dosen mit 0,3, 0,4, 0,7, 1,0 und 1,4 Liter Inhalt

++ = Sehr gut, + = Gut, ○ = Befriedigend, - = Ausreichend, -- = Mangelhaft